

Устройство для усиления  
собственных защитных сил  
и корректировки естественных  
электромагнитных излучений  
природных биосистем

DeVita AP  
модель Base

## Введение

Вы держите в руках уникальное, не имеющее мировых аналогов, электромагнитное устройство «DeVita-AP» – аппарат для поддержания высокого коэффициента здоровья. Его действие основано на излучении электромагнитных волн, которые резонируют с колебаниями различных видов паразитов – от вирусов до гельминтов. Таким образом, «DeVita-AP» избирательно и целенаправленно воздействует на возбудителей заболеваний и уничтожает их, что дает организму человека возможность функционировать в естественных, неотягощенных внешними факторами условиях.

Отличный эффект использования «DeVita-AP» достигается за счет высокой проникающей способности электромагнитного поля в организм человека. Частота колебаний устанавливается с высокой точностью, что позволяет воздействовать целенаправленно на конкретный микроорганизм, без причинения вреда окружающим тканям и органам.

Специально разработанные программы позволяют поддерживать высокий коэффициент здоровья при наличии самых разных внешних и внутренних факторов. Каждый такой курс предназначен для воздействия на определенный микроорганизм.

Важнейшее преимущество «DeVita-AP» – это наличие автоматических, специально разработанных программ для поддержания высокого коэффициента здоровья при наличии самых разных внешних и внутренних факторов. Кроме того, обладатель устройства имеет возможность программирования любыми из имеющихся профилактических программ с «Terapi 8». Это позволяет подобрать индивидуальный курс профилактики для каждого человека.

**Внимание!** Устройство имеет противопоказание к использованию женщинами первого триместра беременности и людьми, перенесшими трансплантацию органов. Также не рекомендуется использовать его в течение первых двух месяцев после инфаркта миокарда. При тяжелых заболеваниях сердца необходимо располагать устройство не ближе 0,5 м от тела.

## Список программ

### 1. Иммунитет (Иммунитет)

Иммунитет – способность организма противостоять действию болезнетворных вирусов, бактерий, а также другим вредным факторам внешней среды. Чем крепче иммунитет, тем меньше человек подвержен опасности заболевания. Укрепление иммунных сил – одна из первоочередных задач направления Велнес. Этому способствуют отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, здоровый образ жизни. Программа «Иммунитет» стимулирует иммунные силы организма и обеспечивает надежную защиту от внешних воздействий.

**Методика:** Применять программу необходимо ежедневно утром, сразу после пробуждения. Не рекомендуется применять программу на ночь, так как она может вызвать бессонницу.

### 2. Чистые глаза Д (Чистые глаза Д)

Дети, играя в песочнице, купаясь в воде, общаясь с животными могут тереть глаза грязными руками. Это иногда приводит к попаданию в глаза возбудителей бактериального конъюнктивита. Программа «Чистые глаза Д» направлена на профилактику, снятие воспаления, боли и рези в детских глазах, восстановление кровообращения.

**Методика:** Программа применяется 10-дневным курсом по 2-3 раза в день. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

### 3. Чистые глаза А (Чистые глаза А)

В весенне-летний период некоторые люди не могут выходить на улицу из-за появления в воздухе пыли, пыльцы, которые вызывают слезотечение, нестерпимый зуд, покраснение глаз и их отечность. Это все – проявление аллергического конъюнктивита, возникающего также и при употреблении некоторых продуктов питания, лекарственных препаратов или как реакция на шерсть животных. Программа «Чистые глаза А» поможет легче переносить все эти неприятности.

**Методика:** Программу рекомендуется применять 2-3 раза в день. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 4. Веки (Веки)

Веки – защита глаз. И от их здоровья во многом зависит зрение. Припухлость век, жжение, образования язвочек на краю век, а также нарушение роста ресниц – доставляют сильный дискомфорт. Внешне глаза выглядят некрасиво и появляется светобоязнь. Программа «Веки» приносит значимое облегчение в сочетании с медикаментозным лечением, уменьшает или полностью убирает симптомы заболевания.

**Методика:** Программа применяется 2 раза в день в течение 20 дней. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 5. Роговица (Роговица)

Роговица – наружная оболочка глаза, которая предохраняет его от повреждений и пыли. Сохранить роговицу здоровой – значит, сохранить весь глаз. Возможные причины ее повреждения различны и могут привести к помутнению, покраснению, отечности, слезотечению. Программа «Роговица» помогает избавиться от этих явлений.

**Методика:** Программа применяется 2 раза в день в течение 20 дней. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 6. Антигрипп С (Антигрипп С)

Вспышка вируса так называемого «свиного гриппа» произошла в 2009 году. Это вирус подтипа H1N1, который передается от человека к человеку и вызывает заболевания с симптомами, обычными для гриппа. В период эпидемии необходимо проводить профилактические мероприятия, в комплекс которых необходимо включить программу «Антигрипп С».

**Методика:** С целью профилактики во время эпидемии программа применяется 1 раз за 2 дня. При необходимости – ежедневно. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 7. Антигрипп В (Антигрипп В)

Вирус гриппа В распространяется только среди людей. Самый распространенный путь передачи инфекции — воздушно-капельный. Своевременная профилактика позволит снизить риск возникновения данного заболевания.

**Методика:** С целью профилактики во время эпидемии программа применяется 1 раз за 2 дня. При необходимости – ежедневно. 1 раз в 3 дня рекомен-

дуются использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 8. Антигрипп А (Антигрипп А)

Вирус гриппа А опасен не только для людей, но и для животных. Он вызывает эпидемии сильной тяжести и охватывает большие площади. Поэтому необходимо своевременно проводить профилактику. Воспользуйтесь для этого программой «Антигрипп А». Используйте также программы по очистке лимфы, печени и почек. Обязательно соблюдение правил личной гигиены.

**Методика:** С целью профилактики во время эпидемии программа применяется 1 раз за 2 дня. При необходимости – ежедневно. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 9. Антигрипп базовый (Антигрипп Б)

Грипп – тяжелая вирусная инфекция. Но опасен не сам вирус, а осложнения после заболевания. При ослабленном иммунитете организм становится подвержен «нападению» других инфекций. Чтобы избежать неприятных последствий в период массового заболевания, воспользуйтесь программой «Антигрипп Б». С целью предотвращения бактериальной инфекции следует также применять программу «Стоп кокки» и программы по очистке лимфы, печени и почек.

**Методика:** С целью профилактики во время эпидемии программа применяется 1 раз за 2 дня. При необходимости – ежедневно. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 10. Детоксикация (Детоксикация)

Программа оказывает помощь печени при интенсивной борьбе с паразитами и инфекциями, уменьшая нагрузку на этот важный орган и ускоряя выведение вредных веществ из организма.

**Методика:** Программа применяется 1 раз в 3 дня. При использовании программы необходимо употребление чистой питьевой воды в количестве не менее 1-1,5 л в сутки.

## 11. Антиаллергия (Антиаллергия)

От аллергии невозможно избавиться и просто облегчить ее проявления является трудной задачей. Программа «Антиаллергия» снижает остроту ал-

аллергических проявлений – зуд, насморк, слезотечение, уменьшает красные пятна на коже. Очень важно одновременно повышать иммунитет.

**Методика:** Программа применяется ежедневно утром и вечером в течение 10 сеансов. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 12. Без простуды (Без простуды)

Большинство острых респираторных инфекций передаются воздушно-капельным путем. На работе, в транспорте, в кино кто-то чихнул, и окружающие сразу оказываются в зоне риска! Все, кто находился в одном помещении с больным или сильно переохладился, необходимо принять меры профилактики – воспользоваться программой «Без простуды». Она не даст вирусам размножиться и защитит организм.

**Методика:** с целью профилактики программу используют 2 раза в день. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 13. Стоп кокки (Стоп кокки)

Стафилококки и стрептококки постоянно находятся на коже и слизистых оболочках горла, носа. Часто во время поездок люди не высыпаются, переохлаждаются, физически устают. Иммунитет ослабевает. В этом случае кокки уже начинают оказывать вредное воздействие на организм. Человек чувствует боль в горле, повышение температуры, лихорадку. Программа «Стоп кокки» снижает негативное действие кокков, дает возможность организму восстановить силы и иммунитет.

**Методика:** Программу следует применять ежедневно, до полного восстановления здоровья. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 14. Чистые глаза (Чистые глаза)

Боль, отечность, покраснение глаз, слезотечение могут быть признаками воспаления глаз. Причины разные. Используйте программу «Чистые глаза» для улучшения состояния глаз.

**Методика:** Программа применяется ежедневно по необходимости. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 15. Свободное дыхание (Дыхание)

Свободное дыхание – главное составляющее хорошего самочувствия. При недостатке дыхания организму не хватает кислорода, а значит не вырабатывается энергия, так необходимая для нормального функционирования организма и всех жизненных процессов. Программа «Свободное дыхание» борется с заложенностью носа, вызванной различными причинами.

**Методика:** Программа применяется 1 раз в 2 дня. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 16. Помощь гурману (Помощь гурману)

Всегда хочется попробовать различные блюда кухни, которую так широко предлагают кафе и рестораны. Но не всегда организм справляется со всей пищей, и тогда возникают расстройства кишечника, боли в животе, тошнота, повышенная температура и прочие неприятные симптомы. Программа «Помощь гурману» нормализует деятельность кишечника и желудка, выводит опасные вещества из организма.

**Методика:** Программу рекомендуется применять 2-3 раза в день до полного восстановления организма. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 17. Антисептик (Антисептик)

Активная жизнь человека не обходится без мелких ссадин, порезов. Чаще на них просто не обращают внимания. Но при нарушении целостности кожных покровов в организм может проникнуть инфекция и разные микроорганизмы, которые являются причиной воспалительного процесса. В этом случае необходимо продезинфицировать их и обработать любым антисептиком. А программа «Антисептик» поможет выводу из организма вредных веществ и быстрому восстановлению.

**Методика:** Программа применяется при всех воспалительных процессах. Частота применения зависит от степени проявления воспаления (2-3 раза в день). После этого необходимо воспользоваться программами по очистке лимфы, печени и почек.

## 18. Чистые стопы (Чистые стопы)

Заразиться грибок стопы можно в общественных местах (в бассейнах, спортивных залах, саунах и т.д.). Программа «Чистые стопы» делает организм более устойчивым к воздействию грибков, уменьшает их развитие.

Ставьте эту программу в качестве профилактики грибковых заболеваний и у вас всегда будут чистые и красивые стопы.

**Методика:** Проводить программу следует 2 раза в день до исчезновения симптомов. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 19. Голова без боли (Голова без боли)

Головная боль может настичь в любой момент. Не нужно терпеть! При использовании программы «Голова без боли» человек чувствует, как боль постепенно уходит.

**Методика:** Применять по необходимости в любое время суток.

## 20. Глистов нет (Глистов нет)

Чаще всего заражение разнообразными кишечными инфекциями происходит через немытые фрукты, недостаточно термически обработанное мясо и рыбу, грязные руки. В организм могут попасть гельминты (глисты). Живя в организме человека они питаются его тканями, выделяют токсичные вещества.

Под действием программы «Глистов нет» организм очищается от этих организмов. Программа не оказывает токсичного действия на организм человека.

**Методика:** В профилактических целях применять программу один раз в 3 дня. Всего не менее 10 сеансов. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 21. Интимное здоровье (Интимное здоровье)

Средства защиты от половых инфекций не всегда могут обеспечить полную безопасность. Чтобы защитить себя, можно воспользоваться программой «Интимное здоровье», которая направлена на профилактику широкого перечня возбудителей инфекций, передающихся половым путем.

**Методика:** Применять программу рекомендуется ежедневно в течение 10-20-дневного курса. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 22. Чистая лимфа (Чистая лимфа)

Одна из основных программ по очистке организма – «Чистая лимфа». Лимфатическая система не только выполняет функцию нейтрализации вредных и токсич-



ных веществ, но и очищает от них органы и ткани. При различных заболеваниях количество вредных веществ увеличивается во много раз. Лимфатическая система не успевает их выводить и может произойти снова интоксикация организма. Программа «Чистая лимфа» направлена на ускорение очистки лимфы, при этом, не нагружая саму лимфатическую систему. Рекомендуется применять за неделю до поездки на отдых, что поможет укрепить иммунитет и подготовить организм к акклиматизации.

**Методика:** Программу рекомендуется применять 1 раз в 3 дня. При использовании программы «Чистая лимфа» необходимо употребление чистой питьевой воды в количестве не менее 1-1,5 л в сутки.

## 23. Чистая печень (Чистая печень)

Печень является главным органом, нейтрализующим токсичные и другие вредные вещества, образующиеся в организме. На печень ложится большая нагрузка, ее работоспособность уменьшается. Программу нужно ставить с целью профилактики, особенно после программ по борьбе с паразитами и инфекциями.

**Методика:** Программа применяется 1 раз в 3 дня. При использовании программы «Чистая печень» необходимо употребление чистой питьевой воды в количестве не менее 1-1,5 л в сутки.

## 24. Чистые почки (Чистые почки)

Почки выводят из организма воду и растворенные в ней вещества, выделяемые органами и тканями, но уже не нужные организму. Очень важно помогать очищать почки, особенно во время нашествия инфекций, чтобы они как можно быстрее вывели из организма бесполезные и вредные вещества. Именно эту задачу и выполняет программа «Чистые почки».

**Методика:** Программа применяется 1 раз в 3 дня. При использовании программы «Чистые почки» необходимо употребление чистой питьевой воды в количестве не менее 1-1,5 л в сутки.

## 25. Сила печени и почек (Печень и почки)

Программу следует использовать во время плохого самочувствия (когда на печень и почки работают в усиленном режиме, чтобы нейтрализовать и вывести из организма вредные и токсичные вещества), а также после программ по очистке печени и почек. Целью является поддержание работоспособности этих органов и восстановление их сил.

**Методика:** Программа применяется 1 раз в 3 дня. При использовании программы «Сила печени и почек» необходимо употребление чистой питьевой воды в количестве не менее 1-1,5 л в сутки.

## 26. Без герпеса (Без герпеса)

«Простуда на губах» – это наиболее часто встречаемая форма герпеса. Также он может проявляться на половых органах, на шее, голове и руках, в виде небольших язвочек и пузырьков. Герпес может проникать в нервную систему, вызывая различные ее расстройства. Попадая в организм, герпес проникает в нервные клетки и там остается, а проявляется только при снижении иммунитета. Носитель вируса может заразить других людей при поцелуях, половом контакте и даже просто через открытые участки кожи.

**Методика:** Рекомендуется проведение программы «Без герпеса» 2-3 раза в день в течение недели, а затем в течение 3 недель – 1 раз в день. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 27. Нет простейшим (Нет простейшим)

Программа защищает от негативного воздействия на организм человека большого количества одноклеточных паразитов. Попадают они в организм через грязные руки, немытые продукты и некипяченую воду. Программа воздействует на простейших, уничтожая их. Строгое выполнение правил личной гигиены и регулярное использование программы «Нет простейшим» в качестве профилактики, защищают человека от этих микроорганизмов.

**Методика:** рекомендуется использование программы 1-2 раза в день 10-14 дней. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 28. Стоп кандида (Стоп кандида)

Программа защищает организм от заражения таким распространенным грибом, как кандида. Этот микроорганизм входит в состав нормальной микрофлоры кишечника, влагалища, рта. Но при снижении иммунитета, кандида начинает активно размножаться и вредить организму. Профилактика кандидоза с помощью программы «Стоп кандида» нормализует кислотно-щелочной баланс, чем сдерживает размножение грибка.

**Методика:** программу следует применять 1-3 раза в день 2-4 недели. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

## 29. Кишечная палочка (Кишечная палочка)

Программа способна подавить негативное действие кишечной палочки и повысить устойчивость организма к ее воздействию. Патогенные кишечные палочки, попадая в организм человека с некачественными и плохо приготовленными продуктами или водой, вызывают тяжелые отравления. Использование про-

граммы «Кишечная палочка» помогает защитить организм от вредных микроорганизмов, но при этом не причиняет вреда микрофлоре кишечника.

**Методика:** применять программу рекомендуется ежедневно в течение 10-20 дней. 1 раз в 3 дня рекомендуется использовать данную программу в комплексе с программой «Детоксикация».

### 30. Антивоспаление (Антивоспаление)

Воспаление может возникнуть при различных травмах или проникновении в организм инфекции. Программа «Антивоспаление» помогает восстановить кровоток, удалить различные токсичные вещества, образующиеся при воспалении. Таким образом, улучшится снабжение тканей кислородом и обменные процессы, что будет способствовать скорейшей регенерации.

**Методика:** Программу следует применять при различных воспалительных процессах с целью их уменьшения. Частота применения 1-3 раза в день. С целью детоксикации после этой программы следует применять программы по очистке лимфы, печени и почек.

НЕ ДЛЯ П